



# NADAL® COVID-19 Ag Test

Γρήγορο τεστ για την ανίχνευση αντιγόνων νουκλεοπρωτεϊνών ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά ή ρινοφαρυγγικά και στοματοφαρυγγικά δείγματα.

## Covid 19 αντιγόνου με χρήση και ρινικού δείγματος

Νέες μελέτες έχουν δείξει ότι το NADAL® COVID-19 Ag τεστ μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με δείγματα ρινικού επιχρίσματος, πράγμα που σημαίνει πολύ λιγότερη ενόχληση για τους ασθενείς.

Το NADAL® τεστ αντιγόνου COVID-19 Ag ανιχνεύει τον ιό απευθείας εξετάζοντας την παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών SARS-CoV-2

Η πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου (N) είναι ιδανική για ανίχνευση ιών, καθώς είναι άφθονη στον ιό και επαρκώς ειδική για το SARS-CoV-2. Είναι μία από τις 4 πιο σημαντικές δομικές πρωτεΐνες και εμπλέκεται στην αντιγραφή, τη μεταγραφή και τη δέσμευση του ιικού γονιδιώματος.

## NADAL® COVID-19 Γρήγορο τεστ αντιγόνου


Το NADAL® COVID-19 γρήγορο τεστ αντιγόνου είναι μια χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία πλευρικής ροής για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων νουκλεοπρωτεϊνών του ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά, ρινο-φαρυγγικά και στοματοφαρυγγικά δείγματα (Βοήθημα στη διάγνωση λοιμώξεων με SARS-CoV-2). Σημειώστε ότι η συγκέντρωση των αντιγόνων νουκλεοπρωτεϊνών του ιού μπορεί να ποικίλει κατά τη διάρκεια της νόσου και μπορεί να πέσει κάτω από το

όριο ανίχνευσης του τεστ.


Η πιθανή μολυσματικότητα των εξεταζομένων δεν μπορεί να αποκλειστεί με βάση τα αρνητικά αποτελέσματα των δοκιμών.

## Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά


- ✓ Βελτιστοποιημένη διαδικασία δοκιμών
- ✓ Δείγματα ρινικού επιχρίσματος είναι επίσης δυνατά
- ✓ Προγεμισμένες ρυθμιστικές φύσιγγες
- ✓ Υψηλή ειδικότητα
- ✓ Υψηλή ευαισθησία
- ✓ Αξιόπιστα αποτελέσματα σε μόλις 15 λεπτά
- ✓ Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου
- ✓ Περιέχονται όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή του τεστ .
- ✓ Χωρίς διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με εποχιακούς κοροναϊούς (όπως hCoV-229E, -NL63 ή -OC43) ή ιοί της γρίπης (όπως η γρίπη Α / Β)




## Συλλογή δείγματος



## Κλείσιμο διαγνωστικού κενού - παρόμοιο παράθυρο ανίχνευσης με PCR



## Διαδικασία τεστ



Περισσότερες πληροφορίες στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τα τεστ

## Ερμηνεία αποτελέσματος

### NADAL COVID-19 Ag Rapid test

Ταχεία ανίχνευση αντιγόνων νουκλεοπρωτεϊνών ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά ή ρινοφαρυγγικά και στοματοφαρυγγικά δείγματα

Προϊόν	Πιστοποίηση	Δείγματα	Ευαισθησία	Ειδικότητα	Κωδικός	Συσκευασία
Nadal Covid 19 Ag Τεστ αντιγόνου σε μορφή κασέτας	CE	Ρινικά ή Ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά δείγματα	97,56 % (Ct range 20-30)	>99,9 %	243103N-20	20 τεστ ανά συσκευασία

Παρεχόμενα υλικά: Κασέτα τεστ, αποστειρωμένοι στυλεοί, σωλήνες εξαγωγής με πώμα σταγονόμετρου, Υποδοχή αντιδραστήριου, 20 αμπούλες με ρυθμιστικό υγρό, ένθετο συσκευασίας

Εύκολη δειγματοληψία και ανεξάρτητες, προγεμισμένες αμπούλες buffer για κάθε τεστ

- Εύκολη διεξαγωγή του τεστ** έχοντας ήδη την ακριβή ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος σε ανεξάρτητες για κάθε τεστ αμπούλες. Μέχρι τώρα, το ρυθμιστικό διάλυμα παρείχετο σε μια φιάλη που προορίζονταν για διανομή μεταξύ 20 τεστ. Τώρα τα τεστ μίας συσκευασίας μπορούν να μοιραστούν σε περισσότερους αποδέκτες.
- Το τεστ αντιγόνου της Nal von minden διεξάγεται και με ρινικό δείγμα. Το δείγμα λαμβάνεται από το κάτω ρινικό πέρασμα (έως 2,5 εκατοστά) στο επίπεδο της ρινικής κόγχης. Αυτό δεν δημιουργεί ενόχληση όπως ένας στυλεός που εισέρχεται βαθιά μέσα στη μύτη ή το λαιμό.